

PHAKO-SET

28 kHz ULTRASCHALL-HANDSTÜCK UND PHAKO-SET

- Starke Phako-Leistung mit optimiertem Startverhalten
- Sehr leichtes Handstück für perfektes Handling
- Erhöhte Lebensdauer
- Für die Anwendung mit Oertli Maschinen zugelassen



POLYTECH  DOMILENS
STARKE MARKEN FÜR IHREN ERFOLG

Das Phako-Set setzt sich zusammen aus:

- einem Ultraschall-Handstück REF 12300 (28 kHz, Titan, Kabel Silikon, Stecker Kunststoff, Gewicht 37 g, Durchmesser 10–13 mm) und
- einem sterilen Phako-Set bestehend aus dem REF 12308 Phako-Tip 20G/30° (Inzision 2,2–2,4 mm) mit Sleeve, Schlüssel und Testkammer

Das Handstück wiegt nur 37 g. Mit einem Durchmesser zwischen 10–13 mm liegt es perfekt in der Hand.

Das stabile, sehr flexible Kabel erleichtert das Handling sowohl während der Operation als auch bei der Sterilisation.

Das Phako-Set ist ein eigens entwickeltes System mit hoher Präzision, Leistung und Passgenauigkeit.

DETAILS

Phako-Set	
Handstück	<ul style="list-style-type: none">• Komplett überarbeitetes und optimiertes Präzisionshandstück• 6x qualitativ hochwertige Piezokristalle• Verbesserte elektrische Isolation• Optimierte Kabelführung• Testung durch TÜV-Rheinland bezüglich aller relevanter Sicherheitsanforderungen• Zulassung für Betrieb mit Oertli Maschinen• Das Handstück zeichnet sich aus durch sehr starke Phako-Leistung mit optimiertem Startverhalten, perfektes Handling und Leichtigkeit sowie ein extrem flexibles aber widerstandsfähiges Kabel und eine relevant erhöhte Lebensdauer.
Phako-Set: Phako-Tip, Sleeve, Schlüssel und Testkammer	<ul style="list-style-type: none">• Der REF 12308 Phako-Tip 20G/30° zeichnet sich aus durch leichte Handhabung, hohe Leistung und perfekte Okklusionseigenschaften und wird ergänzt mit einem eigenentwickelten und optimierten Sleeve, einem leicht anwendbaren Kunststoff-Schlüssel und einer Testkammer.• Das Phako-Set ist optional auch erhältlich mit dem REF 12306 Phako-Tip 19G/30° (Inzision 2,6–2,8 mm) oder dem REF 12311 Phako-Tip 22G/30° (Inzision 1,6–1,8 mm)
Verpackungseinheiten	Handstück: in Schutzbox aus Kunststoff Phako-Set: in Blister (steril) mit bis zu 5 Jahren Sterilitäts-Garantie

CE 0297

 Manufacturer: H.P. Braem AG

Industriestrasse 4 | CH-9552 Bronschhofen | Switzerland
Tel. +41 71 - 866 19 33 | Fax +41 71 - 866 19 80
info@hpbraem.ch | www.hpbraem.ch

H.P. BRAEM AG

SWITZERLAND

Polytech Domilens GmbH

Arheilger Weg 6 | 64380 Roßdorf
Tel. +49 6154 - 69 99 0 | Fax +49 6154 - 69 99 40
info@polytech-domilens.de | www.polytech-domilens.de

POLYTECH DOMILENS
STARKE MARKEN FÜR IHREN ERFOLG