

POLYVISC®

HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (HPMC)

- Partikelfreie und pyrogenfreie Lösung
- Physiologischer pH-Wert
- Leicht ausspülbar und absaugbar



POLYTECH  DOMILENS
STARKE MARKEN FÜR IHREN ERFOLG

- Transparente Lösung
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Pyrogenfrei
- Partikelfrei
- Physiologischer pH-Bereich
- Hemmt oxidative Prozesse (Radikalfänger)
- Leicht ausspülbar und absaugbar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

POLYVISC® – Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)			
		Polyvisc 2,0 %	Polyvisc 2,4 %
PZN	2,0 ml 2,3 ml	07761794 04811445	04958384
Produktspezifikation	Sterile, klare, isotonische und pyrogenfreie viskoelastische Lösung für die Augenchirurgie		
Zusammensetzung	Hydroxypropyl-methylcellulose	20,00 mg	24,00 mg
Packungsinhalt	1 Einmal-Fertigspritze 1 sterile Einmal-Kanüle		
Lagerung	Raumtemperatur, max. 25° C		
Hersteller	Polytech-Domilens GmbH, CE 0481		

Vollständige Informationen über Produkteigenschaften und Anwendung entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Polytech-Domilens GmbH

Arheilger Weg 6
64380 Roßdorf
Tel. +49 6154 - 69 99 0
Fax +49 6154 - 69 99 40

Niederlassung

Holsteiner Chaussee 303 a
22457 Hamburg
Tel. +49 40 - 55 98 80 0
Fax +49 40 - 55 98 80 80

info@polytech-domilens.de | www.polytech-domilens.de