

vitra 689™

LASER
DER NÄCHSTEN
GENERATION



689 nm (Rot) für die
Photodynamische Therapie

vitra 689 TM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

VITRA 689


Laserquelle:	Halbleiter Laserdiode
Wellenlänge:	689 nm +/- 3 nm
Laserenergie:	600 mW/cm ² bei ausgewählter Spotgröße
Max. Energie:	400 mW
Belichtungszeit:	83 s
Zielstrahl:	650 nm
Maße:	18 (H) x 19,5 (W) x 30 (D) cm 7,1" (H) x 7,7" (W) x 11,8" (D)
Gewicht:	5,6 kg - 12,3 lbs
Kühlung:	Luft
Stromversorgung:	100 bis 240 VAC, 350 VA, 50/60 Hz

SPALTAMPEN-ADAPTER

Kompatibilität:	Quantel Medical Spaltlampe, Haag Streit 900 BM & BQ und Klone
Vergrößerung:	motorisiert
Spotgröße:	Kontinuierlich einstellbar von 1200 bis 5400 µm (bis zu 8000 µm mit Vergrößerungslinse)
Gewicht:	0,9 kg - 1,98 lbs

Entworfen und hergestellt von Quantel Medical in Frankreich
© 2019. Quantel Medical, Vitra 689® sind eingetragene Warenzeichen von Quantel Medical.
Alle Rechte vorbehalten.

www.quantel-medical.com



Vertrieb durch:
Polytech Domilens GmbH
Arheilger Weg 6
64380 Roßdorf - DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)6154 69 99-0, Fax: -40
E-Mail: info@polytech-domilens.de

Hauptsitz:
Quantel Medical
11, rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne - FRANKREICH
Tel: +33 (0)4 73 745 745
E-Mail: contact@quantel-medical.fr

POLYTECH DOMILENS
STARKE MARKEN FÜR IHREN ERFOLG