

vitraTM probes

Erstklassige Lasersonden der neuesten Generation



20 G - 23 G - 25 G

Erstklassige Lasersonden der neuesten Generation



Sortiment

- Gerade Sonden - 20, 23, 25 G
- Gebogene Sonden - 20 G
- Flexibel gebogene Sonden - 23, 25 G
- Steuerbare Sonden - 23, 25 G



Benutzungskomfort

- Optimierte Handstücke für eine ideale Handhabung der Sonde
- Sehr flexible Fasern
- Farbkodierte Größen

Steuerbare Sonden mit 23 G und 25 G

- Steuerbares Design: Biegung der Sonde durch Druck auf Handstück einstellbar
- Biegung von 0° bis 90° einstellbar
- Perfekter Zugang zur peripheren Retina
- 360° drehbarer Griff
- Mit Trokarkanüle kompatibel



Flexibel gebogene Sonde mit 23 G und 25 G

- Flexible Spitze mit Memory-Shape-Effekt
- Exklusives Design für eine optimale Nutzung mit 23 G und 25 G Trokaren

Kompatibel mit einer Vielzahl von Konnektoren

TYP 1	TYP 2	TYP 3
Quantel Medical™ Vitra/Supra	Quantel Medical™ Viridis Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®	Iridex® Bausch & Lomb®

©2015 Quantel Medical, Vitra Probes ist ein eingetragenes Warenzeichen von Quantel Medical. Alle Rechte vorbehalten.

www.quantel-medical.com

Vertrieb durch:

Polytech Domilens GmbH Tel. +49 6154 - 69 99 0
Arheilger Weg 6 Fax +49 6154 - 69 99 40
64380 Roßdorf
info@polytech-domilens.de | www.polytech-domilens.de

Hauptsitz

Quantel Medical
11, rue du Bois Joli - CS40015
63808 Couron d'Auvergne – FRANKREICH
Tel: +33 (0)4 73 745 745
Fax: +33 (0)4 73 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr

Nordamerika

Quantel USA
601 Haggerty Lane
Bozeman, MT 59715 – USA
Tel: +1 877 782 6835
Fax: +1 406 522 2005
E-mail: info@quantelmedical.com

Repräsentanzen

Thailand, Chiang Mai
Brasilien, Rio De Janeiro

Quantel
medical

