

# vitra<sup>TM</sup> probes

Erstklassige Lasersonden der neuesten Generation



20 G - 23 G - 25 G

Erstklassige Lasersonden der neuesten Generation



## Sortiment

- Gerade Sonden - 20, 23, 25 G
- Gebogene Sonden - 20 G
- Flexibel gebogene Sonden - 23, 25 G
- Steuerbare Sonden - 23, 25 G



## Benutzungskomfort

- Optimierte Handstücke für eine ideale Handhabung der Sonde
- Sehr flexible Fasern
- Farbkodierte Größen

## Steuerbare Sonden mit 23 G und 25 G

- Steuerbares Design: Biegung der Sonde durch Druck auf Handstück einstellbar
- Biegung von 0° bis 90° einstellbar
- Perfekter Zugang zur peripheren Retina
- 360° drehbarer Griff
- Mit Trokarkanüle kompatibel



## Flexibel gebogene Sonde mit 23 G und 25 G

- Flexible Spitze mit Memory-Shape-Effekt
- Exklusives Design für eine optimale Nutzung mit 23 G und 25 G Trokaren

## Kompatibel mit einer Vielzahl von Konnektoren

TYP 1	TYP 2	TYP 3
Quantel Medical™ Vitra/Supra	Quantel Medical™ Viridis Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®	Iridex® Bausch & Lomb®

©2015. Quantel Medical, Vitra Probes ist ein eingetragenes Warenzeichen von Quantel Medical. Alle Rechte vorbehalten.

[www.quantel-medical.com](http://www.quantel-medical.com)

### Vertrieb durch:

**Polytech Domilens GmbH** Tel. +49 6154 - 69 99 0  
Arheilger Weg 6 Fax +49 6154 - 69 99 40  
64380 Roßdorf  
info@polytech-domilens.de | www.polytech-domilens.de

### Niederlassung

Holsteiner Chaussee 303a Tel. +49 40 - 55 98 80 0  
22457 Hamburg Fax +49 40 - 55 98 80 80

### Hauptsitz

Quantel Medical  
11, rue du Bois Joli - CS40015  
63808 Cournon d'Auvergne – FRANKREICH  
Tel: +33 (0)4 73 745 745  
Fax: +33 (0)4 73 745 700  
E-mail: contact@quantel-medical.fr

### Nordamerika

Quantel USA  
601 Haggerty Lane  
Bozeman, MT 59715 – USA  
Tel: +1 877 782 6835  
Fax: +1 406 522 2005  
E-mail: info@quantelmedical.com

### Repräsentanzen

Thailand, Chiang Mai  
Brasilien, Rio De Janeiro

**Quantel**  
medical

CE  
0050